



B & W Dental Service - Sophie-Opel-Straße 14 W3 - 64625 Bensheim

Telefon: (0 62 51) 944 61 64 - Fax: (0 62 51) 944 61 66 - E-Mail: info@bwdental.de

Prophylaxe Sets 8 Teilig inkl. Tasche / Box

V2 Edition 2024

Art.Nr. PPS-000

erhältlich in 6 Farben, inkl. Tasche oder Box
blau, rot, grün, pink, orange und lila

1 Set/Pack

4,20 €*

Viele Produkte, interessante Angebote und immer aktuelle Preise



www.bwdental.de

Patientenwachs bunt



Packung 50 bunte Boxen je 5 Streifen
oder
50 transparente Boxen je 5 Streifen

- 1. Standard bunt **25,90 €**
- 2. Clear Edition **29,50 €**
- 3. Premium Edition **32,50 €**

1. Art.Nr. PW-550
2. Art.Nr. PW-552
3. Art.Nr. PW-553

50 Stück / Pack

ab 25,90 €*

Mundspülbecher aus Papier bunt

Inhalt max. 200ml



Premium Mundspülbecher aus Papier
Einwegbecher bunt oder wunschfarbe wählen.

Art.Nr. MSP-100

1000 Stück/Pack

45,90 €*

Spangendosen in matt ca. 40mm hoch



kratzfest und stoßfest sehr stabil,
höhe 40mm in 17 Farben erhältlich

Art.Nr. SPM-500

1 Stück

0,85 €*

Nickel-Titan Bogen G4



G4 Euroform II Bogen
10 Bogen pro Packung

● Rund* **11,90 €**
■ Vierkant* **14,90 €**

Nickel-Titan Reverse Curve



Reverse Curve Bogen
Typ (5) lang und Typ (6) kurz
10 Bogen pro Packung

● Rund* **32,90 €**
■ Vierkant* **34,90 €**

Nickel-Titan Bogen mit Stopps



mit Stopps
G4 Euroform II Bogen mit Stopps
10 Bogen pro Packung

● Rund* **27,90 €**
■ Vierkant* **27,90 €**

Preise für abgebildete Bogen zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten*.

Nickel-Titan Bogen G4



Standard- Euro- oder Idealbogenform
25 Bogen pro Packung

● Rund* **24,90 €**
■ Vierkant* **34,90 €**

Stahl Bogen (federhart) S3



Standard- Euro- oder Idealbogenform
25 Bogen pro Packung

● Rund* **9,95 €**
■ Vierkant* **11,00 €**

Thermische NiTi Bogen M5



Standard- Euro- oder Idealbogenform
25 Bogen pro Packung

● Rund* **35,90 €**
■ Vierkant* **45,90 €**

Preise für abgebildete Bogen zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten*.

RETAINERDRAHT 5-FACH 14k VERGOLDET 5er Pack




Goldretainer – Penta-Twist
Retainer 5-fach verseilt.
Geenigt im
Ober- und Unterkiefer.
Täglicher Tragekomfort.

.0155 Art.Nr. SGR-155
.0175 Art.Nr. SGR-175
.0195 Art.Nr. SGR-195
.0215 Art.Nr. SGR-215

5 Stück/Pack

99,90 €*

RETAINERDRAHT .0195 rund bleitot



Art.Nr. SDS-195

Geeignit im Ober- und Unterkiefer.
Tragekomfort für den Patienten.
Sehr beständig.
Einfache anpassung und gut biegsam.

10 Stück/Pack

33,00 €*

Insta Bond lichthärtendes LC Bracketkleber

BonaDent




InstaBond ist ein lichthärtendes,
fluoridhaltiges Adhäsiv für Metall und
Keramikbrackets.
LC Bracketadhäsiv 2x 5ml. Spritzen
Art.Nr. BDK-905

1 Kit / 2er Pack

89,90 €*

Splitt Stopps auf Streifen



Offen auf Streifen


Art.Nr. BSS-100

100 Stück/Pack

22,90 €*

Drahtligaturen lang

Ø .008, .010 und .012



Art.Nr. SKT-907 / .008

SKT-910 / .010

SKT-912 / .012

1000 Stück/Pack

24,90 €*

Drahtligaturen kurz

Ø .008 und .010



Art.Nr. SKT-917 / .008

Art.Nr. SKT-918 / .010

500 Stück/Pack

22,90 €*

Drahtligaturen beschichtet

Kurz oder in lang Ø .012



Art.Nr. SCT-010 lang

100 Stück/Pack

SCT-110 kurz

29,90 €*

Keramik Buttons rund



Art.Nr. BKR-300

10 Stück/Pack

22,50 €*

Metall Buttons rund




Art.Nr. BBG-302

10 Stück/Pack

19,50 €*

Bondable Pulling Rings



Art.Nr. BLP-151

10 Stück/Pack

19,50 €*

Lingual Spikes aus Metall



Art.Nr. SBT-010

10 Stück/Pack

19,50 €*

Crimpable Hooks gerade

offen, kurz od. lang
2mm / 4mm .018+.022



Art.Nr. SGO-050 kurz

SGO-100 lang

10 Stück/Pack

26,50 €*

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten*.

ALPHA-ETCH 37% Ätzelgel blau (12gr. Spritze) inkl. 20Tipps



Art.Nr. DTA-501

1 Set / 1 Pack

19,90 €*

Elastischer Faden klar & grau

Ø .020, .025, und .030 ca.7,6m



Art.Nr. EFK-820 (klar) glatt

EFK-830 (klar) rau

EFK-930 (klar) rau


EFG-831 (grau) rau

EFG-931 (grau) rau

1 Stück/Spule

13,50 €*

Elastische Ketten (4,5m) in .018 flach und .026 Regular



ohne Abstand

kurzer Abstand

langer Abstand

Ketten in 3 Abständen verfügbar
.026 Regular - in verschiedene Farben
auch flach .018 Profil (a. A.) erhältlich

1 Stück/Spule

ab 13,90 €*

B & W Dental Service - Sophie-Opel-Straße 14 W3 - 64625 Bensheim

Telefon: (06251) 944 61 64 - www.bwdental.de - E-Mail: info@bwdental.de

Alpha-Pro Prophylaxepaste



Polierpaste Medium
mit Fluoride 100gr.

Art.Nr. ALP-100 Minze
ALP-110 Kirsche

1 Stück/Pack

10,90 €*

Alpha-Pro Kids Polierpaste Prophylaxepaste 2g. pro Stück



Art.Nr. ALPHA-201

Vier Geschmacksrichtungen
Zuckerwatte, Schokolade,
Wassermelone, Beeren Mix

200 Stück/1 Pack

38,90 €*

Alpha-Pro Polierpaste Prophylaxepaste 2g. pro Stück



Art.Nr. ALPHA-200

Für die normale Reinigung, Politur
und Plaquentfernung.

200 Stück/1 Pack

36,90 €*

NOLA Dry Field System Kit in klein oder groß Autoklavierbar bis 135 °C



Art.Nr. DFS-270 klar groß
DFS-280 rot klein

1 Stück/Pack

49,90 €*

Bambus Mundspülbecher

Design Zahn-
Motive Einweg
Bambus
Becher
max. 170ml.



1000 Stück/Pack
Art.Nr. BAM-100

44,90 €*

Mundspülbecher aus Papier

Design Zahn-
Motive Becher
aus Papier.
Becher
max. 170ml.



1000 Stück/Pack
Art.Nr. MSP-170

43,90 €*

PROPHYLAXE-BÜRSTEN

Größe 1 bis 6 (5Stück/Pack)



Art.Nr. PBP-121 Gr.1 pink
PBO-120 Gr.2 orange
PBR-119 Gr.3 rot
PBB-118 Gr.4 blau
PBG-117 Gr.5 gelb
PBG-116 Gr.6 grün

5 Stück/Pack

2,90 €*

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten*.

UV LED Lampen Aktion

Mini-Polymerisationslampe

In schwarz oder in
weiß erhältlich.
Starke Lichtleistung
von 1200mW/cm²
Lichtwellenlänge
440~480 nm.
360 Grad drehbarer
Lichtkopf.
Länge 220mm
Art.Nr. LED-C02M



1 Stück/Pack

139,90 €*

WL-070 Polymerisationslampe V1

KFO Led Lampe
Einfache Bedienung
klare Anzeige.
In schwarz oder in
weiß erhältlich.
Starke Lichtleistung
von 1000mW/cm²
Lichtwellenlänge
460 nm.
5Watt Led Technik
Art.Nr. LED-060



1 Stück/Pack

249,90 €*